

Hüft-Wechselendoprothetik



Revisionsinstrumente

für die Entfernung von Hüft-Endoprothesen aller Hersteller

Präzise. Effizient. Sicher.

endocon[©]

endoCupcut - Hüftpfannenschneider

Universalinstrument für die Lockerung
zementfreier Hüftpfannen in allen Größen

Knochenschonend.
Zeitsparend.
Unverzichtbar.



Das modulare System beinhaltet **alle Messergrößen** für die komfortable Pfannenentfernung. Die schnelle und sichere Entfernung **verkürzt zusätzlich die erforderliche OP-Zeit**. Die sphärischen Messer ermöglichen einen präzisen, knochenschonenden Schnitt entlang des Pfannenrandes bis zum Pfannenboden. Durch die geringe Knochenschädigung wird dabei die **schnelle Rekonvaleszenz** gefördert.

- Messereinsätze verschleißfest und mehrfach verwendbar
- 15 Messergrößen für die Pfannendurchmesser von 44 bis 72 mm
- Zentrierung des Instruments im Pfanneninlay durch verschiedene Kugelkopfdurchmesser

Vorteile im Überblick:

- Durchdachte Präzisionstechnologie für wirtschaftliche Anwendungen
- **Beschleunigt** die Revisions-Operation und steigert damit die Effizienz der OP-Durchläufe
- Geringe **Investitionskosten** durch ein einziges modulares Instrument
- Herstellerunabhängiges Pfannenrevisionsinstrument

endoCupcut für einen knochenschonenden Pfannenausbau.

Optionales Set Großkopfkugeln

- Zubehör für die Revision von Oberflächenersatzprothesen
- Passgenaue Kugelköpfe in den Größen 38 bis 60mm



Ausstattung und Zubehör



Das endoCupcut-Set ist modular aufgebaut und bietet für jeden Pfannenwechsel das optimale Instrumentarium.

- Siebssystem für die Instrumentenaufbewahrung
- Alle Messergrößen in einem Sieb

Artikelnr.	Bezeichnung
780985	endoCupcut Set klein 3 Kugelköpfe 28, 32 und 36mm. 7 Messer Größe 48 bis 60mm
780986	endoCupcut Set groß 3 Kugelköpfe 28, 32 und 36mm. 15 Messer Größe 44 bis 72mm
780883	Set Kugelköpfe für Oberflächenersatz 12 Kugelköpfe 38 bis 60mm
801019	endoCupcut Siebssystem

endoCupex - Hüftpfannenextraktor

Universalinstrument für die Entfernung von Schraubpfannen, zementierten und zementfreien Hüftpfannen

Der Allrounder für die **multiple Anwendung** durch stufenloses Spreizen und festes Verkrallen in der Pfannenschale. **Geeignet für alle Pfannengrößen.**

Universell einsetzbar für die Entfernung von:

- Schraubpfannen / Schraubringen
- Press-Fit Pfannen
- Zementierte Pfannen
- PE- Inlays

Vorteile im Überblick:

- **Beschleunigt** die **Revisions-Operation** und **steigert die Effizienz** der OP-Durchläufe
- **Alle Implantatgrößen** lassen sich mit einem Instrument zuverlässig abdecken
- **Kostengünstige Lösung** für ein breites Anwendungsspektrum
- Herstellerunabhängiges Pfannenrevisionsinstrument

endoCupex vereinfacht und beschleunigt den Pfannenausbau.

Profitieren Sie auch von unserem Leihinstrumenten-Service*!

Gerne stellen wir Ihnen die gewünschten Instrumentarien für Ihren geplanten Wechsel einer künstlichen Hüftgelenkendoprothese zur Verfügung. Eine **Lieferung innerhalb von 24h** gehört dabei zu unserem Standard.

Unsere **Medizinprodukteberater** informieren und betreuen Sie gerne persönlich bei den ersten Anwendungen vor Ort.

Alle endocon **Produkte** werden **in Deutschland** entwickelt und produziert.

** eine Preisauskunft können Sie gerne telefonisch und per Mail bei uns erfragen, die Auslieferung der Instrumentarien erfolgt unsteril*

Schnell.
Einfach.
Flexibel.



Ausstattung und Zubehör



Das endoCupex-Set beinhaltet zusätzlich einen Gleithammer und einen Hebelgriff.

- Entwickelt von Anwendern für Anwender
- Durchdachtes Engineering bis ins Detail

Artikelnr.	Bezeichnung
780913	endoCupex vollständig
801015	endoCupex Siebssystem

endoStemex - Hüftschafteextraktor

Universalinstrument für die Entfernung von zementfreien und zementierten Hüftschäften

Dank der sicheren Verklemmung auf dem Hüftschaft-Konus und der optimalen Kraftübertragung lässt sich der Schaftausbau schonend und zeitsparend durchführen.

- Modulares Befestigungssystem für alle gängigen Konusgrößen
- Sicheres Handling auch bei hoher Kräfteinwirkung
- Instrumenten-Arretierung auf dem Schaftkonus
- Kontrollierter und anwendungssicherer Schlagimpuls des Gleithammers in Schaftachsrichtung

Vorteile im Überblick:

- **Wirtschaftliche Abdeckung** aller gängigen Konusgrößen mit **nur einem Instrument**
- **Beschleunigt den Schaftausbau** und steigert die Effizienz der OP
- Schnellere Rekonvaleszenz durch besonders knochen-erhaltende Hüftschaft-Revision
- Erhalt des vollständigen Röhrenknochens durch schonende Schaftentfernung

endoStemex baut auf eine sichere Verklemmung und optimale Kraftübertragung

Sicher.
Präzise.
Zuverlässig.



Ausstattung und Zubehör

Das endoStemex-Set ist mit verschiedenen Konusauf-

nahmen für die gängigen Größen lieferbar.

- Kompletteinstrument mit Gleithammer und Konusadapter 12/14 und 14/16
- Optional 10/12 und V40 Konus



Artikelnr.	Bezeichnung
780800	endoStemex vollständig Konusaufnahme 12/14 und 14/16
801018	endoStemex Siebssystem
780819	Konusaufnahme 10/12 für endoStemex
780808	Konusaufnahme V40 für endoStemex

Detaillierte Informationen für alle endocon Produkte entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung oder fragen Sie unsere Medizinprodukteberater. Diese Unterlage ersetzt nicht eine Einweisung in den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.

Herstellung und Vertrieb:

endocon GmbH

Carl-Bosch-Straße 4 • D-69115 Heidelberg

T +49 6221 7575 55 • F +49 6221 7575 45

E info@endocon.de • I www.endocon.de



endocon